


Bruksanvisning RobinAir og ToppAir

Fastheten i madrassen reguleres via håndpanelet til pumpen. Ved innstilling må brukeren ligge på madrassen (se til at luftkammeret har litt luft i seg før brukeren legges på madrassen). For å aktivere pumpen så trykk en knapp, trykket i madrassen vil komme opp i displayet.



- For fastere underlag: trykk ▲ (Pumpa stopper på maks 60)
- For å stoppe pumpen: Trykk på den samme piltasten igjen
- For mykere underlag: trykk ▼
- For å stoppe pumpen: Trykk på den samme piltasten igjen
- For å memorere et trykk: Trykk MEM

Displayet går i intervallene 5-10-15 osv. Vi gjør oppmerksom på at variasjon i tallet som vises på håndpanelet kan oppstå ved forandring av posisjon, endret vekt på madrassen eller endret temperatur (det er ikke gått mer luft inn/ut av madrassen, det er kun tallet i displayet som kan variere ut ifra trykkforandringen).

MEM-knappen (memoroy)

MEM-knappen memorerer et trykk. Ved å trykk på MEM så stiller madrassen automatisk madrassen tilbake til et memorert trykk. MEM-knappen kan dermed gjøre det lettere for både pleiepersonell og bruker å tilbake stille madrassen etter justeringer. Det er opp til hver enkelt om man ønsker å bruke MEM.

Slik stiller man inn MEM:

Når man pumper opp madrassen og kommer til et trykk man er fornøyd med, trykker man på MEM-knappen i 3 sekunder til «MEMORY» i displayet blinker. Pumpen vil da slutte å jobbe, og tallet er nå memorert. Samme prosess kan gjøres når man slipper ut luft av madrassen. Nå kan trykket varieres etter behov, og man kan enkelt komme tilbake til forhåndsinnstilt trykk/fasthet ved å trykke på MEM.

Veiledning for innstilling av MEM:

- Pump opp til et fast underlag mens bruker ligger på madrassen.
- Legg hånden under bruker med håndflaten vendt opp, i overgangen mellom korsrygg og setet.

- Slipp ut luft av madrassen til hulrommet mellom korsrygg og madrass flates ut (hånden blir presset ned i madrassen). Man har da fordelt vekt på størst mulig flate, som gir et gjennomsnittlig lavere trykk mot beinfremspring.
- Når man har kommet fram til en ønsket fasthet som kan skal memorere så still inn MEM ved å følge beskrivelsen over.

Veiledende skjema etter brukers vekt for innstilling av madrass:

Vekt:	Veiledende trykk:	Vekt:	Veiledende trykk:
30-40 kg	5	80-90 kg	30
40-50 kg	10	90-100 kg	35
50-60 kg	15	100-110 kg	40
60-70 kg	20	110-120+ kg	45
70-80 kg	25	Forflytning/stell	45+

Individuell tilpasning av madrassen:

Trykket som er foreslått i tabellen er kun veiledende. Det vil alltid være viktig å ta hensyn til individuelle behov og komfort. Det er flere faktorer som spiller inn på en optimal fasthetsgrad, avhengig av kroppsfasong, vekt, smerter o.a. Hvis brukeren ligger mye i sengen kan det være en fordel å regulere trykket fra tid til annen.

Forflytning:

Dess høyere tall på håndpanelet, jo fastere er underlaget. Det er derfor hensiktsmessig å innstille på et høyt tall ved forflytning eller stell, hvor maksimalt trykk er 60.

Tips!

- Man kan koble fra pumpen uten at luften går ut av madrassen. For å tømme luftkammeret for luft så bruk en blyant eller lignende og trykke ned tilbakeslagsventilen inne i ventilen på pumpeslangen.
- Pass på at slangen ikke ligger i klem ved bruk, dette kan påvirke lufttilførselen og ødelegge madrassen over tid.
- Pass på at koblingen til pumpen sitter godt.